



# DTM TCP450 Tissue Cassette Printer

Drucken Sie mit dem neuen UV-Laser-Drucker direkt auf Kassetten für eine effiziente und präzise Proben-Verarbeitung!

## Eigenschaften und Vorteile:

- Sechs Magazine mit jeweils 75 Einbettkassetten oder alternativ 50 Kassetten mit nachfüllbaren Magazinen
- Ausgabemagazine mit einer Kapazität von 20 oder 100 Kassetten
- Alternativ die direkte Ausgabe der bedruckten Kassetten
- Druckqualität bis 2500 dpi
- Druckgeschwindigkeit ca. 4 s pro Kassette
- Benötigt als UV-Laser-Drucker keine speziellen Laserkassetten
- H x B x T: 510 x 310 x 480 mm, Abmessungen inklusive der nachfüllbaren Magazine für 50 Kassetten
- Stromverbrauch: 240 W
- Integrierter PC mit Touch-Bildschirm
- Eingebauter Scanner
- Druckt Text, Symbole, Matrix-Codes und sonstige Zeichen
- Der Druck ist beständig gegen Xylol, Alkohol sowie Entkalkungslösungen
- Kann als Insellösung oder mit Ihrem LIS betrieben werden

DTM Medical GmbH  
Mainzer Straße 131  
65187 Wiesbaden  
Deutschland  
+49 611 92777-0  
vertrieb@dtm-medical.eu  
dtm-medical.eu

